

KERN EMB600-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

KERN[®]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	60000
Einschwingzeit:	2,500 s
Empfohlenes Justiergewicht:	500 g (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	30 mg
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Wägebereich [Max]:	600 g
Wägeeinheiten:	dwt g oz ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,500 cm
----------------------	----------

Funktionen

Unterflurwägung:	Haken
------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h

Akkuladezeit:	10 h
---------------	------

Batterie-Betriebsdauer:	12 h
-------------------------	------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Schulwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	210 x 265 x 90 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	655 g
----------------	-------

Lieferzeit:	24 h
-------------	------

Nettogewicht:	500 g
---------------	-------

Versandart:	Paketsdienst
-------------	--------------

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BÄTÄH):	170 x 240 x 39 mm
------------------------------	-------------------

Gehäusematerial:	Kunststoff
------------------	------------

Material der Wägeplatte:	Kunststoff
--------------------------	------------

Wägefläche (d):	105
-----------------	-----